

# Stylo de vie

Votre générateur de champ magnétique portable

Le stylo de vie est un générateur de champ magnétique qui agit sur les déséquilibres énergétiques qui génèrent des problèmes physiques de sciatique, des douleurs musculaires et articulaires. Le principe de fonctionnement du Life Pen est très similaire à celui de l'acupuncture, avec la différence considérable que vous pouvez l'utiliser directement, vous ne touchez pas le corps avec des aiguilles.



## Un antidouleur alternatif

Le Life Pen est excellent pour le traitement des douleurs physiques aiguës et chroniques causées par l'arthrite, les rhumatismes, l'ostéoporose, la sciatique, la migraine, les blessures sportives et les douleurs musculaires, articulaires et dorsales. Léger et portable : le Life Pen est petit et se glisse facilement dans votre poche ou votre sac à main. Emportez-le partout et offrez-vous une séance quand vous le souhaitez. Utilisez-le lors de vos déplacements ou lorsque vous avez besoin d'un soulagement rapide de la douleur.

## La Technologie

Notre technologie a des origines historiques lointaines. En Chine, il a été utilisé de nombreuses années avant la naissance de Jésus-Christ. On en trouve quelques références dans les œuvres de Platon, Homère et Aristote. De nombreux experts et scientifiques, dans divers pays de l'Est et de l'Ouest, ont étudié et mené des expériences sur le biomagnétisme, mais ce n'est qu'après 1940 que la recherche mondiale a entamé la phase scientifique qui a produit des textes validant systématiquement ses effets bénéfiques sur les plantes, les animaux et les humains.

Les effets de notre technologie ne sont pas magiques ou miraculeux, mais sont bien ancrés dans la science car les cellules du corps humain sont de petits aimants naturels, avec un pôle Nord et un pôle Sud. En outre, toutes les fonctions du corps sont régulées par des impulsions électriques et magnétiques, sans lesquelles l'homme ne pourrait pas vivre.

# Comment utiliser le Life Pen

## Le stylo peut être utilisé de 3 façons :

1. En indiquant directement la zone de douleur ;
  2. En utilisant les points de réflexologie sur les mains ou les pieds pour toucher les zones de douleur plus profondes, voir les pages suivantes ;
  3. Placez-les à côté d'un verre ou d'un pichet d'eau et laissez-les agir pendant au moins 30 minutes pour qu'ils soient énergisés.
- Au début, vous pouvez ressentir un picotement sur votre langue. .




Beaucoup de gens trouvent qu'ils ont plus d'énergie et ont besoin de moins de nourriture.

Utilisé pour les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les maux de dents, les douleurs de plaies, les brûlures, les morsures, les piqûres, les douleurs dorsales...

Peut être utilisé avec d'autres appareils SoftMAG

*Il y a huit points essentiels dans la main. Voici où vous pouvez les trouver, ce qu'ils font et comment vous pouvez utiliser le Life Pen à votre avantage :*


## Point HT7



La pointe du cœur 7 se trouve dans le pli extérieur du poignet, au creux des deux tendons, il est aligné avec l'auriculaire.

Les réflexologues affirment que l'application du Life Pen à ce stade peut protéger contre **l'anxiété, l'insomnie, les palpitations cardiaques et la dépression.**


## Intestin grêle 3



Le point 3 de l'intestin grêle est situé à l'extérieur de la main, juste sur le bord. L'extrémité est située dans la dépression de la main, juste en dessous de l'auriculaire.


L'application du Life Pen sur ce point est conçue pour soulager les **douleurs de la nuque, les maux d'oreille et les maux de tête** qui se produisent à l'arrière de la tête.

# Méridien du poumon




Vous pouvez trouver votre point méridien pulmonaire en regardant le bord de votre main. Il s'écoule du bout du pouce vers le bas le long du côté de la main, pour se terminer juste en dessous du pli du poignet. Déplacez votre Life Pen dans un mouvement circulaire à une distance d'environ 2 cm de l'un des 3 points jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Cela peut aider à soulager les symptômes du **rhume** tels que les frissons, les éternuements, l'**écoulement nasal** et les **maux de gorge**..

# Point méridien P6



Le point d'entrée interne est situé dans l'axe du poignet, au creux des deux tendons. Tendez la main, placer la largeur des trois doigts de votre autre main sur le plis de votre main. Approchez votre stylo de ce point et faites un mouvement circulaire à une distance d'environ 5 centimètres du point mentionné ci-dessus. Cela améliore la **digestion** et soulage les **nausées** et les **douleurs d'estomac**...


## Point de passage externe



Le point d'entrée extérieur est situé entre deux tendons à l'arrière du bras. Placez trois doigts de l'autre main sur le poignet. Approchez le Life Pen à ce point et effectuez un mouvement circulaire à une distance d'environ deux centimètres du point mentionné ci-dessus pour donner potentiellement une impulsion à votre **système immunitaire** et une évacuation d'énergie trop rapides...


## Point de poignet 1

Vous pouvez trouver le point 1 de votre poignet sur votre poignet. Faites glisser un doigt le long de votre petit doigt jusqu'au pli du poignet, en le maintenant aligné avec votre doigt. Maintenant, vous avez trouvé le point.



Rapprochez le Life Pen de ce point et effectuez un mouvement circulaire d'environ 5 cm à partir du point 1 sur votre poignet. Cela peut aider à favoriser le **bien-être** en **ajustant vos émotions**.


## Base de la pointe du pouce



La base de l'extrémité du pouce se trouve sur le poignet. Faites glisser un doigt le long du pouce jusqu'au poignet, à la base du pouce. Rapprochez le Life Pen de ce point et effectuez un mouvement circulaire à une distance d'environ deux pouces pour aider à **soulager la respiration et les problèmes respiratoires..**

## Point méridien L14

L'extrémité de la main se trouve dans la partie charnu entre le pouce et l'index. Le fait d'approcher le Life Pen à ce stade peut aider à réduire le **stress**, ainsi qu'à soulager les **maux de tête, les maux de dents, la tension des épaules et les douleurs de la nuque.**



# 10 distributions




Dix points de dispersion se trouvent sur le bout de chaque doigt. Approchez votre Life Pen à cet endroit à une distance d'environ 2 cm en effectuant un mouvement de rotation. Cela peut aider à soulager certains symptômes courants de la **grippe**, tels qu'une **forte fièvre** ou un **mal de gorge**.

# 5 Jointures

Une personne peut trouver les cinq jointures à l'intérieur de chacune des grandes articulations de l'index, du majeur, de l'annulaire et du petit doigt.

Approchez-vous du Life Pen à cet endroit et faites un mouvement circulaire à une distance d'environ deux pouces pour aider à traiter les problèmes **digestifs**, en particulier chez les enfants.





## Les médians




Les points médians sont situés de part et d'autre du cou, ils sont situés à l'endroit où l'on place un doigt dans le lobe de l'oreille et où l'on bouge les doigts juste derrière la protrusion.

L'approche de la vie se fait à partir de ce point et provoque un mouvement circulaire à une distance d'environ cinq pouces.

## Point SP6

Le point SP6, également appelé San Yin Jiao, peut aider en cas **d'insomnie**, de **crampes menstruelles**, de **problèmes urinaires** et de certains autres **problèmes pelviens**.

Pour accéder à ce point, trouvez le point le plus élevé de la cheville à l'intérieur de la jambe. En partant du haut de la cheville, mesurez la largeur de quatre doigts sur la jambe. Appliquez le Life Pen juste derrière l'os au-dessus de la cheville et faites un mouvement circulaire à une distance d'environ 5 cm pendant 3 minutes,



## Point LV3 Tai Chong

Le point LV3, également appelé Tai Chong, peut aider en **cas d'insomnie inexplicquée**, ainsi qu'en cas **de stress** et d'insomnie liée à l'anxiété.

Trouvez-le en localisant le point de jonction entre la peau du gros orteil et celle de l'orteil suivant. Appliquez le Life Pen pendant 3 minutes.



## Point KD3

Le point KD3, aussi appelé Taixi, peut aider à l'**insomnie**. Ce point est situé juste au-dessus du talon à l'intérieur du pied. L'application du stylo Life dans l'utilisation du KD3 et du HT7 a permis de constater que la thérapie par champ magnétique sur ces points améliore la qualité du **sommeil** des participants d'âge moyen et des personnes âgées souffrant d'**hypertension**. Elle a également contribué à abaisser leur **tension artérielle** à un niveau sain



L'alimentation et les compléments alimentaires jouent également un rôle important. Pensez à inclure le nano-patch ActiveBlast dans vos sessions.

www.essenceplasma.eu

# Life Pen

Votre générateur de champ magnétique portable



Life Pen est fabriqué en PLA, un bioplastique innovant. C'est un matériau issu de la transformation des sucres présents dans le maïs, la betterave rouge, la canne à sucre et d'autres matériaux naturels et renouvelables non dérivés du pétrole (contrairement aux plastiques traditionnels).

Matériaux et production : Italie.

Garantie : 3 ans

NE PAS pointer vers le cerveau. NE PAS utiliser sur ou à proximité de dispositifs implantés.

